


PORTAFOLIO DE PRODUCTOS INTERVENCIONISMO CORONARIO

GRUPO
LEVBETH
|

LEVBETH[®]
MEDICAL 



CARDIOVASCULAR

Dispositivos con tecnología innovadora, de alta calidad, para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, los cuales permiten un excelente abordaje y tratamiento para los pacientes.

MARCAS


01	IVASCULAR	 iVascular therapies for living
02	ASAHI INTECC	 ASAHI INTECC
03	BENTLEY	 Bentley
04	QX MEDICAL	 QXMédical
05	MERIT MEDICAL	 MERITMEDICAL
06	NIPRO	 NIPRO
07	BIOTRONIK	 BIOTRONIK excellence for life



iVascular


- 01/ ANGIOLITE
- 02/ CAPTURER
- 03/ ESSENTIAL PRO
- 04/ NAVITIAN
- 05/ NC XPERIENCE
- 06/ XPERIENCE

iVASCULAR



Angiolite

Stent coronario de cobalto-cromo de celda abierta, liberador de sirolimus con un polímero bioabsorbible fluoroisoídico de última generación.



Características

- Tronco, bifurcación y bifurcaciones largas: una de las mayores capacidades de sobredilatación para vasos grandes del mercado.
- 75 μm – Vasos pequeños: plataforma con estrictos límites para pérdida de diámetro.
- Lesiones calcificadas: excelente soporte y gran fuerza radial para todo tipo de lesiones.

Stent diameter (mm)	Effective catheter length: 142 cm									
	Stent length (mm)									
	9	14	16	19	24	29	34	39	44	49
2.00	SCCDSRI4150200009	SCCDSRI4150200014	SCCDSRI4150200016	SCCDSRI4150200019	SCCDSRI4150200024	SCCDSRI4150200029	SCCDSRI4150200034	SCCDSRI4150200039	-	-
2.25	SCCDSRI4150225009	SCCDSRI4150225014	SCCDSRI4150225016	SCCDSRI4150225019	SCCDSRI4150225024	SCCDSRI4150225029	SCCDSRI4150225034	SCCDSRI4150225039	-	-
2.50	SCCDSRI4150250009	SCCDSRI4150250014	SCCDSRI4150250016	SCCDSRI4150250019	SCCDSRI4150250024	SCCDSRI4150250029	SCCDSRI4150250034	SCCDSRI4150250039	SCCDSRI4150250044	SCCDSRI4150250049
2.75	SCCDSRI4150275009	SCCDSRI4150275014	SCCDSRI4150275016	SCCDSRI4150275019	SCCDSRI4150275024	SCCDSRI4150275029	SCCDSRI4150275034	SCCDSRI4150275039	SCCDSRI4150275044	SCCDSRI4150275049
3.00	SCCDSRI4150300009	SCCDSRI4150300014	SCCDSRI4150300016	SCCDSRI4150300019	SCCDSRI4150300024	SCCDSRI4150300029	SCCDSRI4150300034	SCCDSRI4150300039	SCCDSRI4150300044	SCCDSRI4150300049
3.50	SCCDSRI4150350009	SCCDSRI4150350014	SCCDSRI4150350016	SCCDSRI4150350019	SCCDSRI4150350024	SCCDSRI4150350029	SCCDSRI4150350034	SCCDSRI4150350039	SCCDSRI4150350044	SCCDSRI4150350049
4.00	SCCDSRI4150400009	SCCDSRI4150400014	SCCDSRI4150400016	SCCDSRI4150400019	SCCDSRI4150400024	SCCDSRI4150400029	SCCDSRI4150400034	SCCDSRI4150400039	SCCDSRI4150400044	SCCDSRI4150400049
4.50	-	SCCDSRI4150450014	SCCDSRI4150450016	SCCDSRI4150450019	SCCDSRI4150450024	SCCDSRI4150450029	SCCDSRI4150450034	SCCDSRI4150450039	-	-

The availability of each reference for the sale is linked to the authorization of commercialization in the country of destination



Capturer


Catéter extractor de trombos O émbolos de reciente formación, mayores a 2mm de diámetros.



Características

- Navegabilidad excepcional.
- Marcadores radiopacos flexibles: mayor visibilidad y flexibilidad en la punta distal para la extracción.
- Recubrimiento hidrofílico: reduce la fricción con la pared arterial.
- Tecnología de mallado propia: brinda soporte y reduce el acodamiento del catéter en su estructura.

- > Longitud de rápido intercambio: 17.5 cm
- > Longitud útil: 140 cm
- > Perfil de entrada: 0.021" (6F) - 0.025" (7F)
- > Compatibilidad con catéter guía 6F & 7F
- > Compatibilidad con guía de 0.014"
- > Marcas radiopacas



Essential pro

Balón coronario medicado liberador de paclitaxel con excipiente éster reducido en agua. Excelente opción para el tratamiento de vasos pequeños y reestenosis intra stent con fin de mejorar la perfusión del miocardio.

Características



Bajo perfil de punta
Bajos perfiles de punta y transición de la punta (0.016"/0.026") para mayor cruzabilidad.



Transición balanceada
Diseño optimizado para una excelente empujabilidad y flexibilidad.



Marcadores radiopacos de platino/iridio.
Mayor flexibilidad y visibilidad.



Balloon diameter (mm)	Working catheter length: 142 cm					
	Balloon length (mm)					
	10	15	20	25	30	40
1.50	BC DPRI4N 150 150 010	BC DPRI4N 150 150 015	BC DPRI4N 150 150 020	-	BC DPRI4N 150 150 030	-
2.00	BC DPRI4N 150 200 010	BC DPRI4N 150 200 015	BC DPRI4N 150 200 020	BC DPRI4N 150 200 025	BC DPRI4N 150 200 030	BC DPRI4N 150 200 040
2.25	BC DPRI4N 150 225 010	BC DPRI4N 150 225 015	BC DPRI4N 150 225 020	BC DPRI4N 150 225 025	BC DPRI4N 150 225 030	BC DPRI4N 150 225 040
2.50	BC DPRI4N 150 250 010	BC DPRI4N 150 250 015	BC DPRI4N 150 250 020	BC DPRI4N 150 250 025	BC DPRI4N 150 250 030	BC DPRI4N 150 250 040
2.75	BC DPRI4N 150 275 010	BC DPRI4N 150 275 015	BC DPRI4N 150 275 020	BC DPRI4N 150 275 025	BC DPRI4N 150 275 030	BC DPRI4N 150 275 040
3.00	BC DPRI4N 150 300 010	BC DPRI4N 150 300 015	BC DPRI4N 150 300 020	BC DPRI4N 150 300 025	BC DPRI4N 150 300 030	BC DPRI4N 150 300 040
3.25	BC DPRI4N 150 325 010	BC DPRI4N 150 325 015	BC DPRI4N 150 325 020	BC DPRI4N 150 325 025	BC DPRI4N 150 325 030	BC DPRI4N 150 325 040
3.50	BC DPRI4N 150 350 010	BC DPRI4N 150 350 015	BC DPRI4N 150 350 020	BC DPRI4N 150 350 025	BC DPRI4N 150 350 030	BC DPRI4N 150 350 040
3.75	BC DPRI4N 150 375 010	BC DPRI4N 150 375 015	BC DPRI4N 150 375 020	BC DPRI4N 150 375 025	BC DPRI4N 150 375 030	BC DPRI4N 150 375 040
4.00	BC DPRI4N 150 400 010	BC DPRI4N 150 400 015	BC DPRI4N 150 400 020	BC DPRI4N 150 400 025	BC DPRI4N 150 400 030	BC DPRI4N 150 400 040
4.50	BC DPRI4N 150 450 010	BC DPRI4N 150 450 015	BC DPRI4N 150 450 020	BC DPRI4N 150 450 025	BC DPRI4N 150 450 030	BC DPRI4N 150 450 040



Navitian

Microcatéter coronario diseñado para lograr una navegación deseable en casos de CTO, de destaca por su capacidad de cruce superior y capacidad de penetración excepcional debido a la transición cónica interna y externa.



Características

- Perfil de entrada 1.6 Fr
- Perfil de cruce 1.8 Fr
- Flexibilidad en el eje distal
- Catéter sobre guía (OTW)
- Compatibilidad con guía de 0.014
- Longitud utilizable del catéter 135 y 150 cm
- Marcadores radiopacos
- Capa interna de PTFE
- Capa hidrofila 70 y 90 cm





NC Xperience

Balón no complaciente para la posdilatación, especialmente en las lesiones más calcificadas que requieren de balones con alta presión.

Diámetro del balón (mm)	Longitud útil del catéter: 142 cm				
	Longitud del balón (mm)				
	8	10	12	15	20
2.00	BC TR14 150 200 008	BC TR14 150 200 010	BC TR14 150 200 012	BC TR14 150 200 015	BC TR14 150 200 020
2.25	BC TR14 150 225 008	BC TR14 150 225 010	BC TR14 150 225 012	BC TR14 150 225 015	BC TR14 150 225 020
2.50	BC TR14 150 250 008	BC TR14 150 250 010	BC TR14 150 250 012	BC TR14 150 250 015	BC TR14 150 250 020
2.75	BC TR14 150 275 008	BC TR14 150 275 010	BC TR14 150 275 012	BC TR14 150 275 015	BC TR14 150 275 020
3.00	BC TR14 150 300 008	BC TR14 150 300 010	BC TR14 150 300 012	BC TR14 150 300 015	BC TR14 150 300 020
3.25	BC TR14 150 325 008	BC TR14 150 325 010	BC TR14 150 325 012	BC TR14 150 325 015	BC TR14 150 325 020
3.50	BC TR14 150 350 008	BC TR14 150 350 010	BC TR14 150 350 012	BC TR14 150 350 015	BC TR14 150 350 020
3.75	BC TR14 150 375 008	BC TR14 150 375 010	BC TR14 150 375 012	BC TR14 150 375 015	BC TR14 150 375 020
4.00	BC TR14 150 400 008	BC TR14 150 400 010	BC TR14 150 400 012	BC TR14 150 400 015	BC TR14 150 400 020
4.50	BC TR14 150 450 008	BC TR14 150 450 010	BC TR14 150 450 012	BC TR14 150 450 015	BC TR14 150 450 020
5.00	BC TR14 150 500 008	BC TR14 150 500 010	BC TR14 150 500 012	BC TR14 150 500 015	BC TR14 150 500 020

Características

- Excelente navegabilidad: Recubrimiento hidrofílico duradero que reduce la fricción con la pared arterial.
- Flexibilidad y capacidad de empuje equilibradas.
- Perfecto control del empuje: Punta y perfil de cruce bajos para atravesar las lesiones más difíciles.

- Catéter de rápido intercambio (RX)
- Compatibilidad con guía de 0.014"
- Compatibilidad Catéter guía 5F
- Presión nominal 12 ATM / ABP. 25 ATM
- RBP: 20 ATM (0>4.50MM) 18 ATM (0 5.40 MM)
- Perfil de la punta: 0.016"
- Perfil de cruce entre: 0.029" y 0.037"
- 2 Marcas radioopacas metálicas de platino/iridio
- Distensibilidad 7% Max.
- Tiempo de desinflado: promedio 3S





Xperience pro

Balón semicomplaciente coronario con un equilibrio óptimo entre empuje y flexibilidad, capaz de cruzar las lesiones anatómicas más complejas y tortuosas.


Balloon diameter (mm)	Usable catheter length: 142 cm					
	Balloon length (mm)					
	10	15	20	25	30	40
1.25	BC PRI4N 150 125 010	BC PRI4N 150 125 015	BC PRI4N 150 125 020	-	-	-
	BC PRI4N 150 125 110 *	BC PRI4N 150 125 115 *	-	-	-	-
1.50	BC PRI4N 150 150 010	BC PRI4N 150 150 015	BC PRI4N 150 150 020	-	BC PRI4N 150 150 030	-
	BC PRI4N 150 150 110 *	BC PRI4N 150 150 115 *	-	-	-	-
2.00	BC PRI4N 150 200 010	BC PRI4N 150 200 015	BC PRI4N 150 200 020	BC PRI4N 150 200 025	BC PRI4N 150 200 030	BC PRI4N 150 200 040
2.25	BC PRI4N 150 225 010	BC PRI4N 150 225 015	BC PRI4N 150 225 020	BC PRI4N 150 225 025	BC PRI4N 150 225 030	BC PRI4N 150 225 040
2.50	BC PRI4N 150 250 010	BC PRI4N 150 250 015	BC PRI4N 150 250 020	BC PRI4N 150 250 025	BC PRI4N 150 250 030	BC PRI4N 150 250 040
2.75	BC PRI4N 150 275 010	BC PRI4N 150 275 015	BC PRI4N 150 275 020	BC PRI4N 150 275 025	BC PRI4N 150 275 030	BC PRI4N 150 275 040
3.00	BC PRI4N 150 300 010	BC PRI4N 150 300 015	BC PRI4N 150 300 020	BC PRI4N 150 300 025	BC PRI4N 150 300 030	BC PRI4N 150 300 040
3.25	BC PRI4N 150 325 010	BC PRI4N 150 325 015	BC PRI4N 150 325 020	BC PRI4N 150 325 025	BC PRI4N 150 325 030	BC PRI4N 150 325 040
3.50	BC PRI4N 150 350 010	BC PRI4N 150 350 015	BC PRI4N 150 350 020	BC PRI4N 150 350 025	BC PRI4N 150 350 030	BC PRI4N 150 350 040
3.75	BC PRI4N 150 375 010	BC PRI4N 150 375 015	BC PRI4N 150 375 020	BC PRI4N 150 375 025	BC PRI4N 150 375 030	BC PRI4N 150 375 040
4.00	BC PRI4N 150 400 010	BC PRI4N 150 400 015	BC PRI4N 150 400 020	BC PRI4N 150 400 025	BC PRI4N 150 400 030	BC PRI4N 150 400 040
4.50	BC PRI4N 150 450 010	BC PRI4N 150 450 015	BC PRI4N 150 450 020	BC PRI4N 150 450 025	BC PRI4N 150 450 030	BC PRI4N 150 450 040
5.00	BC PRI4N 150 500 010	BC PRI4N 150 500 015	BC PRI4N 150 500 020	-	-	-

Características

- Rápido intercambio
 - Longitud de catéter: 142 cm
 - Compatibilidad con guía alambre: max 0.014"
 - Presión nominal: 6 atm
 - Presión máxima recomendada (RBP): 16 atm
- Marcadores radiopacos de platino/iridio.

Especificaciones:

Catéter Rapid Exchange (RX)
Compatible con catéter guía 5F
Presión nominal (NP): 6 atm
Presión de ruptura (RBP): 16 atm
Longitud útil del catéter: 142 cm
Longitudes de balón disponibles: 10, 15, 20, 25, 30 y 40 mm
Amplia gama de diámetros desde 1.25 mm hasta 5.00 mm





01	SION / SION BLUE
02	SION BLACK
03	RINATO
04	FIELDER / FIELDER FC / FIELDER XT
05	FIELDER XT-A / FIELDER XT-R
06	GLADIUS / GLADIUS MG
07	GAIA NEXT
08	MIRACLE SERIES
09	CONQUEST PRO
10	GRAND SLAM

ASAHI INTECC






11	CORSAIR PRO / CORSAIR PRO XS
12	CARAVEL
13	HYPERION
14	RG3
15	SUOH 03





Sion

Guía de primera elección con construcción del núcleo compuesto (ACT One) que mejora la flexibilidad, torque y durabilidad de la punta.




Características

- Carga de la punta: 0.7 gf
- Radiopacidad de la punta: 3 cm
- Revestimiento SLIP-COAT™ sobre la bobina de resorte

Sion blue

Guía de primera línea con recubrimiento de silicona de 15 mm en la punta para procedimientos más seguros y 185 mm hidrofílicos para una mejor navegabilidad. Tecnología ACT One en su diseño para una mayor flexibilidad, durabilidad y sistema de transmisión.



Características

- Carga de la punta: 0.5 gf
- Radiopacidad de la punta: 3 cm
- Revestimiento SLIP-COAT™ sobre la bobina de resorte



Sion Black


Guía de primera línea con construcción ACT One que incrementa la respuesta al torque y durabilidad. Recubrimiento polimérico en la punta flexible que mejora la navegabilidad en anatomía tortuosa.

Ventajas

- Carga de la punta: 0.8 gf
- Radiopacidad de la punta: 3 cm
- Revestimiento hidrofílico sobre la envoltura de polímero
- Tipo de punta: recta, J preformada



Características




*Coated with SLIP-COAT® coating



Rinato

Guía coronaria con recubrimiento hidrofílico, punta flexible y núcleo de acero inoxidable que mejora el sistema de transmisión. Mayor soporte para casos de primera línea.



Ventajas

- Carga de la punta: 0.6 gf
- Radiopacidad de la punta: 3 cm
- Revestimiento hidrofílico sobre la envoltura de polímero
- Tipo de punta: recta, J preformado

Carga de la punta	Diámetro (mm(pulg))	Segmento radioopaco (cm)	Longitud de coil (cm)	Longitud (cm)	Form de la punta
0.8 gf	0.36 mm (0.014)	3	20	180	Recta
0.8 gf	0.36 mm (0.014)	3	20	300	Recta
0.8 gf	0.36 mm (0.014)	3	20	180	J
0.8 gf	0.36 mm (0.014)	3	20	300	J



Fielder

Guía coronaria con recubrimiento polimérico que proporciona un rendimiento avanzado en el deslizamiento y navegabilidad, así como un torque 1:1 ante anatomía tortuosa.

Ventajas

- Carga de la punta: 1.0 gf
- Radiopacidad de la punta: 3 cm
- Longitud de la estructura de polímero: 22 cm
- Revestimiento SLIP-COAT™ sobre la envoltura de polímero

Fielder FC

Control fino sobre vasos tortuosos desafiantes y lesiones altamente estenóticas. Desempeño superior para entrega de diversos dispositivos a través de lesiones tortuosas o estenosis.

Ventajas

- Carga de la punta: 0.8 gf
- Radiopacidad de la punta: 3 cm
- Longitud de la envoltura de polímero: 20 cm
- Revestimiento SLIP-COAT™ sobre la envoltura de polímero

Fielder XT

Guía polimérica con punta cónica, considerada como primera opción para el cruce de lesiones con microcanal. Excelente alternativa para el tratamiento de lesiones complejas como oclusiones subtotales y lesiones difusas.

Ventajas

- Carga de la punta: 0.8 gf
- Radiopacidad de la punta: 16 cm
- Longitud de la envoltura de polímero: 16 cm
- Longitud total de la punta: 0.23 mm (0.90") pulgadas
- Revestimiento SLIP-COAT™ sobre la envoltura de polímero




Fielder XT-A

Guía estándar, cónica, con baja carga en la punta y envoltura de polímero para el cruce de canales y seguimiento de tejidos suelto.

Ventajas

- 0.014" con núcleo de acero inoxidable
- Punta cónica (2cm) de 0.010" (260um)
- ACT ONE
- Gramaje de la punta: 1.0 gf
- Radiopacidad: 16 cm
- Recubrimiento: 17 cm poliméricos
- Longitud: 190 cm



Fielder XT-R

Guía estándar, cónica, con baja carga en la punta y envoltura de polímero para el cruce de canales y seguimiento de tejidos suelto.

Ventajas

- 0.014" con núcleo de acero inoxidable
- Punta cónica (2cm) de 0.010" (260um)
- ACT ONE
- Gramaje de la punta: 0.6 gf
- Radiopacidad: 16 cm
- Recubrimiento: 17 cm poliméricos






Gladius

Guía polimérica, adecuada para una amplia gama de procedimientos complejos. Tecnología ACT ONE en su composición que mejora el sistema de transmisión, flexibilidad y durabilidad de la punta.

Ventajas

- Carga de la punta: 3.0 gf
- Radiopacidad de la punta: 3 cm
- Diámetro exterior de la punta: 0.014 (0.36") pulgadas (MM)



Gladius MG

Guía con punta regular, el gramaje de su punta es más suave (0.3 gf), aumentando la posibilidad de cruzar anatomías tortuosas y reducir el riesgo de perforación debido a su punta altamente flexible.

Está diseñada para navegar en colaterales epicárdicas tortuosas; primera opción: surfing en septales tortuosas.






Gaia Next

Punta microcónica: punta fina aumenta la flexibilidad de la punta y la fuerza de penetración, lo cual brinda un balance perfecto entre deflexión de la punta y fuerza de penetración.

Preformación: punta preformada de menos de 1 mm que incrementa significativamente la retención de la forma en la punta.

ACT ONE:

- Brinda durabilidad de la punta, flexibilidad, mejorando la respuesta al torque.



La tecnología XTRAND muestra una mayor fuerza de torque, lo que permite una navegación más precisa de la punta.

Producto	Diámetro	Longitud de uso	Longitud de coil	Segmento radiopaco	Forma de la punta
Gaia Next 1	0.36/0.27mm (0.014/0.011 inch)	190cm 235cm 300cm	15 cm	15 cm	Preformada
Gaia Next 2	0.36/0.30mm (0.014/0.012 inch)		15 cm	15 cm	Preformada
Gaia Next 3	0.36/0.27mm (0.014/0.012 inch)		15 cm	15 cm	Preformada



Miracle 3,6 y 12

Guías diseñadas para OTC con recubrimiento no hidrofílico en su composición, resistentes a grandes fuerzas con pocas posibilidades de quedar atrapados en una lesión. Gramaje variable e intermedio de acuerdo con el tipo de lesión a tratar.

Ventajas

- Carga de la punta: 3.0 gf / 0.6 gf / 12.0 gf
- Radiopacidad de la punta: 11cm
- Revestimiento: recubrimiento no hidrofílico sobre la bobina de resorte

Miracle 3 / MIRACLEbros 3



- Tip load 3.0 g
- Tip radiopacity 11 cm
- Silicone coating over the spring coil

First choice wire for chronic occlusion cases. The core wire and distal coil are designed to resist great force thus lowering the chances of getting trapped in a lesion.

Miracle 6 / MIRACLEbros 6



- Tip load 6.0 g
- Tip radiopacity 11 cm
- Silicone coating over the spring coil

A step up in tip stiffness from the Miracle 4.5. The wire has a tip load of 6g and has high driving force against tight lesions.

Miracle 12 / MIRACLEbros 12



- Tip load 12.0 g
- Tip radiopacity 11 cm
- Silicone coating over the spring coil

A tip load of 12g. It is indicated for complex chronic occlusion cases such as thick, hard fibrous caps and calcification.




Conquest pro

La serie Conquest es la mejor opción para lesiones duras, calcificadas proximalmente y fibrosas distalmente. Excelente fuerza de penetración, punta cónica y recubrimiento específico para cada tipo de lesión (Conquest - punta de silicón / Conquest Pro - punta hidrofílica).

Características

- Carga de la punta: 9.0 / 12.0 / 20.0 gf
- Radiopacidad de la punta: 20 cm (8-20-17cm)
- DIÁMETRO EXTERIOR DE LA PUNTA
- Conquest Pro, Pro 12: 0.23 mm (0.009 pulgadas)
- Conquest Pro 8-20: 0.20 mm (0.008 pulgadas)

ASAHI Conquest Pro 8-20



Carga de la punta	Diámetro (mm(pulg))	Segmento radioopaco (cm)	Longitud de coil (cm)	Longitud (cm)	Form de la punta
ASAHI Conquest Pro	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	20	20	180	Recta
ASAHI Conquest Pro 12	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	20	20	180	Recta
ASAHI Conquest Pro 8-20	0.23 / 0.36 (0.009 / 0.014)	17	20	180	Recta



Grand Slam

Guía rígida que brinda el suficiente soporte ante anatomía tortuosa, capaz de rectificar vasos, así como un excelente apoyo para el despliegue de dispositivos de mayor calibre. Recubrimiento de silicón.



Características

- CARGA DE LA PUNTA: 0.7 GF
- RADIOPACIDAD DE LA PUNTA: 4 CM
- REVESTIMIENTO DE SILICONA SOBRE LA BOBINA DE RESORTE



WIRE O.D.	TIP LOAD	CORE	COATING
 0.014"	 0.7gf	 Core to tip	 Hydrophobic






Corsair Pro

Trenzado de acero inoxidable con tecnología Shinka-Shaft en su estructura que permite brindar un mayor soporte, flexibilidad y navegabilidad a través de canales tortuosos, lo que mejora su capacidad para atravesar anatomías desafiantes.

Características

- Excelente soporte
- Estructura y diseño que mejora la flexibilidad, así como la navegabilidad en anatomías tortuosas
- Resistencia a torceduras en eje proximal
- Capacidad de empuje, transmisión del torque y apoyo en lesiones altamente calcificadas



Corsair Pro XS

Microcatéter versátil que combina un perfil bajo con alta capacidad de maniobrabilidad.

La innovación tecnológica permite el seguimiento de canales retrógrados incluso en escenarios clínicos extremadamente complejos.

ASAHI Corsair Pro XS tiene un perfil más bajo, pero ofrece un 43% más de fuerza de torsión con 10 rotaciones.



Características

- La punta delgada puede ser rotada durante el procedimiento.
- Nuevo SHINKA-Shaft
- Diseño innovador de eje rotacional, compuesto por 14 alambres más delgados trenzados, que mejora el rendimiento del dispositivo en abordajes retrógrados.





Caravel

Microcatéter coronario de bajo perfil con una flexibilidad en la punta excepcional.



Características

- Perfil de cruce: 0.62 mm (1.9Fr)
- Diseñado para el cruce de microcanales y gran alternativa para abordaje retrógrado.
- Composición específica para navegar en anatomía tortuosa gracias a la flexibilidad del dispositivo, así como excelente fuerza de torque.






Hyperion

Catéter guía versátil para todo tipo de ICP.

Enfocándose en el soporte del shaft proximal y la flexibilidad de la punta distal, ASAHI Hyperion permite canularse de manera más segura y atraumática gracias a su punta procesada completamente redonda mientras que la resina normalmente se deforma debido al calor y la humedad de la sangre, las tecnologías exclusivas de ASAHI permiten que el catéter tenga respaldo y anti deformación por el calor.

Características


- Una 2.ª curva reforzada proporciona retención de forma.
- La 3.ª curva exclusiva de ASAHI Hyperion en la parte proximal de la 2.ª curva, mejora el respaldo aumentando el área de contacto entre el catéter y la pared aórtica.





RG3

Guía suave con las arterias coronarios y fácil de manipular, es segura y eficaz para PCI de abordaje retrógrado.




Características

- Diseño de eje 0.26 mm (0.010 pulgadas)
- Evita que se dañe el vaso gracias a su diseño de eje flexible. Recubrimiento hidrofílico.
- El recubrimiento hidrofílico de 170 cm proporciona un seguimiento suave dentro del catéter.
- 0.010" (260 µm) con núcleo de acero inoxidable, longitud de 330 cm
- Spring coil: 8cm
- Gramaje de la punta: 3gf
- Radiopacidad: 3cm
- Recubrimiento: 170 cm distales hidrofóbicos, 160 cm proximales hidrofóbicos (silicona).



SUOH03

Es una guía con punta regular, el gramaje de su punta es más suave (0.3 gf), aumentando la posibilidad de cruzar anatomías tortuosas y reducir el riesgo de perforación debido a su punta altamente flexible.



Características


- 0.014" con núcleo de acero inoxidable y ACT ONE
- Gramaje de la punta: 0.3 gf
- Spring coil: 19 cm
- Radiopacidad: 3cm
- Recubrimiento: 52 cm de recubrimiento hidrofílico



01

BEGRAFT CORONARIO

BENTLEY






Begraft coronario

Extraordinario producto que combina un stent recubierto altamente flexible con un catéter balón de bajo perfil. La plataforma del stent de celda abierta de cromo cobalto está cubierta con una membrana microporosa de ePTFE.

Indicado para el tratamiento de:

- Perforación aguda o ruptura de arterias coronarias
- Fístulas o aneurismas en arterias coronarias o injertos de vena safena

(mm)	8	22	18	22	22	18
2.50	x	x	x	x	x	x
2.75	x	x	x	x	x	x
3.00	x	x	x	x	x	x
3.50	x	x	x	x	x	x
4.00	x	x	x	x	x	x





01/

BOOSTING CATHETER

QX MEDICAL





Boosting Catheter

Extensor de catéter guía diseñado para brindar un mejor soporte y para la colocación de dispositivos endovasculares.



Características

- Diseño atraumático en la punta para mejorar el sistema de transmisión, cruce y minimizar el trauma potencial al vaso tratado.
- Eje multirrígido reforzado con coils y recubrimiento hidrofílico para mejorar la transmisión a través de anatomía tortuosa y maximizar el soporte para la entrega de dispositivos.



24.5 cm Hydrophilic COATING → Flared PROXIMAL ENTRY
25 cm EXTENSION LENGTH
150 cm EFFECTIVE LENGTH

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	ID	OD
BC52-150	5.5 Fr	.052"	.064"
BC57-150	6 Fr	.057"	.068"
BC63-150	7 Fr	.063"	.076"
BC72-150	8 Fr	.072"	.088"



01

PERFORMA


02

PRELUDE IDEAL

03

SWIFT NINJA

MERIT MEDICAL






Performa

Catéter diagnóstico diseñado con el torque necesario que mejora la fuerza para un mejor empuje.

Ventajas

- Excelente memoria de la punta
- Mayor lumen interno para incrementar el flujo del medio contraste






Prelude ideal

Catéter diagnóstico diseñado con el torque necesario que mejora la fuerza para un mejor empuje.



Ventajas

- Excelente transición y recubrimiento hidrofílico que facilita una inserción más suave.
- Mayor resistencia al acodamiento.
- Mismo diámetro externo que la competencia, pero mayor diámetro interno de la hoja del introductor.





Swift Ninja

El más avanzado y único microcatéter con reflexión a 180°. Microcatéter de punta recta que se articula en direcciones opuestas que permite una anulación selectiva del vaso más rápida y eficaz.

Ventajas


- Recubrimiento hidrofílico del extremo distal (80 cm).
- Visualización fluoroscópica, dos marcas radiopacas que mejoran la navegabilidad y el posicionamiento de la punta.
- Punta articulada que permite ser defecada a posiciones en diferentes direcciones de hasta 180° de angulación.
- Shaft trenzado de tungsteno que permite un mejor soporte y empuje.
- 0.5 mm de punta suave después de la marca distal y distancia de 13.5 mm entre ambos marcadores radiofaros.
- Diámetro externo de la porción proximal de 2.9 F; diámetro externo de la porción distal.





- 01/ AQUALINER
- 02/ OKAY II
- 03/ MAKOTO
- 04/ NSE ALPHA


NIPRO MEDICAL






Aqua liner

Guía hidrofílica de nitinol .035" – .038"



Características:

- Guía hidrofílica con recubrimiento que dura tanto como su procedimiento.
- Excepcional resistencia a los acodamientos, con una punta suave que disminuye el deslizamiento y asegura eficiencia sin daño hasta en las difíciles intervenciones médicas.
- Para elegir entre punta recta o angulada, lo que garantiza coincidencia perfecta a una necesidad médica.





OKAY II

Llave hemostática

Características:

TORNILLO

Girar para abrir y cerrar la válvula para sujetar



PIEZA

Abre y cierra la válvula hemostática

VÁLVULA HEMOSTÁTICA

Válvula para minimizar la pérdida de sangre durante el procedimiento

VÁLVULA PARA FIJAR

Válvula para sujetar los dispositivos y evitar pérdida de presión



Makoto

Producto único e innovador, es un sistema de imagen diagnóstico intravascular de alta definición, de alta tecnología.


Cuenta con FDA y está indicado para la identificación de pacientes y placas con riesgo de eventos cardiovasculares mayores, brindando información de la morfología y la composición de las placas ayudando en la definición terapéutica a seguir.





NSE Alpha


Balón para modificación de placa a través de 3 elementos de nylon con sección transversal triangular distribuidos cada 120°, incrustados en los pliegues del balón para permitir un perfil de cruce pequeño.



Características

- Modificación de placa controlada de la pared del vaso, con el objetivo de reducir el deslizamiento durante el inflado.
- La alta flexibilidad combinada con el bajo perfil del balón da como resultado una mayor navegabilidad, incluso en anatomías tortuosas y lesiones de difícil acceso.





PORTAFOLIO DE PRODUCTOS MARCAPASOS

GRUPO
LEVBETH
|

LEVBETH[®]
MEDICAL 



BIOTRONIK

excellence for life

01

ENTICOS 4DR

02

EVITY 6 DR-T

03

EDORA 8 DR-T

BIOTRONIK





Enticos 4 DR

Es un marcapasos de doble cámara (aurícula y ventrículo) diseñado para el tratamiento seguro y eficiente de pacientes con bradicardia. Su diseño compacto mejora la comodidad del paciente, mientras que sus algoritmos automáticos optimizan la estimulación, prolongan la vida útil del dispositivo y reducen riesgos clínicos asociados a la estimulación ventricular innecesaria.



Características

- Tamaño reducido, que mejora el confort del paciente
- Capture Control (RA y RV): ajuste automático de amplitudes para mayor seguridad y mayor longevidad del dispositivo
- IRSplus con histéresis AV de hasta 400 ms, que evita la estimulación ventricular innecesaria y ayuda a reducir riesgos como fibrilación auricular (FA) y hospitalización por insuficiencia cardiaca (IC)
- AutoSensing, que optimiza automáticamente la detección auricular y ventricular
- Auto-inicialización, con activación de funciones esenciales y datos de seguimiento en menos de 10 minutos
- Seguimiento rápido, con automatización de todas las pruebas de control



Evity 6 DR-T

Evity 6 DR-T es un marcapasos bicameral (aurícula y ventrículo) diseñado para el tratamiento de pacientes con bradicardia que requieren un dispositivo confiable, compacto y preparado para el seguimiento moderno.



Características

- Tamaño reducido, que incrementa la comodidad del paciente
- Compatibilidad condicionada con RMN (ProMRI) bajo condiciones específicas
- MRI AutoDetect, que detecta automáticamente el entorno RMN y simplifica los flujos de trabajo
- Control automático de captura auricular y ventricular (AD & VD), que mejora la seguridad del paciente y prolonga la vida útil del generador
- Vp Suppression, que favorece el ritmo intrínseco y reduce la estimulación ventricular innecesaria
- Telemetría RF SafeSync, que permite transmisión de datos sin cabezal, ahorrando tiempo en implantación y seguimiento
-



Edora 8 DR-T

Edora 8 DR-T es un marcapasos bicameral (aurícula y ventrículo) diseñado para ofrecer una terapia de estimulación fisiológica avanzada en pacientes con bradicardia.



Características

- Tamaño reducido, que incrementa la comodidad del paciente
- MRI AutoDetect, que detecta automáticamente el entorno de RMN y simplifica los flujos de trabajo
- Estimulación de ciclo cerrado (CLS), que adapta la frecuencia de manera fisiológica ante estrés físico o emocional
- Control automático de captura auricular y ventricular (AD & VD), que mejora la seguridad del paciente y prolonga la vida útil del generador
- Vp Suppression, que favorece el ritmo intrínseco y reduce la estimulación ventricular innecesaria
- EasyAV, que facilita la programación del retardo AV óptimo
- Telemetría RF SafeSync, que permite transmisión de datos sin cabezal y ahorra tiempo durante la implantación y el seguimiento

LEVBETHTM MEDICAL



[55] 6719 3014



info@levbethmedical.com



www.levbethmedical.com



/LevbethMedical



/grupolevbeth



/company/levbethmedical



@universidad-levbeth

