



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

GRUPO
LEVBETH
|

LEVBETH[®]
MEDICAL 



Soluciones para tratamiento mínimamente invasivo para el cáncer; embolización de malformaciones arteriovenosas, tumores, y fibromas uterinos.

MARCAS

01	TERUMO	
02	MERIT MEDICAL	
03	BOSTON SCIENTIFIC	





01

PHIL

TERUMO



Phil

Líquido embolizante no adhesivo compuesto de un copolímero (Hidroxietil Metacrilato) disuelto en DMSO (Dimetil Sulfato Óxido) y unido al yodo como agente radiopaco con el objetivo de obtener una adecuada radio opacidad durante la fase de inyección.

Ventajas

- Jeringas precargadas estériles y listas para usarse.
- Radioopacidad homogénea del líquido embolizante, permitiendo una visualización adecuada de la punta del microcatéter durante el procedimiento.
- No hay efecto de tatuaje, lo cual lo hace un excelente material para trabajar malformaciones superficiales.
- Mínimo artefacto en estudios de TC y/o RM.

NOMBRE DEL PRODUCTO	KITS DE INICIO	RePHIL KITS	VISCOSIDAD	VISCOSIDAD CINEMÁTICA PROMEDIO	CUANDO SE USA
PHIL 25%	LEN10250	LEN10250RE	Standard	16 cSt	Escenarios de bajo flujo Acceso distal
PHIL 30%	LEN10300	LEN10300RE	Medium	36 cSt	Escenarios de flujo moderado Cuando se alimentan, las inyecciones pediculares se realizan cerca del nido.
PHIL 35%	LEN10350	LEN10350RE	High	72 cSt	Escenarios de mayor flujo Embolización de grandes componentes fistulosos

Contenido del KIT

- ◆ 1 Jeringa estéril precargada de 1 mL de líquido embólico PHIL.
- ◆ 1 Jeringa estéril precargada de 1 mL DMSO.
- ◆ 1 Adaptador universal





01

HEPASPHERE

02

EMBOSPHERE

MERIT MEDICAL



Hepasphere

Partículas embolizantes [Polímero superabsorbente hidrofílico]
listo para mezclar con agente oncológico. *No hidratadas*

Especificaciones técnicas

- Carcinoma hepatocelular
- Embolización de cáncer colorrectal metastásico

Ventajas

- Se pueden cargar con doxorubicina o irotecán
- Permanente
- Conformable
- Biocompatible
- Perfil inflamatorio bajo





Embosphere

Jeringa con pequeñas partículas redondas (polímero acrílico impregnado en gelatina porcina), disponibles en diversos tamaños, los cuales se utilizan para ocluir/bloquear un vaso deliberadamente.

Su objetivo principal es ocluir selectivamente la vasculatura y minimizar el impacto en el tejido circundante.

Indicaciones

- Tumores hipervascularizados
- MAV: Malformación Arteriovenosa
- AU sintomáticos: embolización de la arteria uterina.





01

THERASPHERE

BOSTON SCIENTIFIC



Therasphere

Tratamiento de radiación para tratar carcinoma hepatocelular irresecable (CHC), que consta de millones de esferas de vidrio microscópicas en combinación de itrio-90 (Material radioactivo)

Ventajas

- Se emiten partículas beta que destruyen el tejido tumoral.
- Embolización selectiva sin dañar el tejido sano.
- Dosis personalizadas.



LEV BETHTM MEDICAL



(55) 6719 3014



info@levbethmedical.com



www.levbethmedical.com



/LevbethMedical



/grupolevbeth



/company/levbethmedical



@universidad-levbeth

